



Traagschuimmat voor Trendelenburg-positie

Beschrijving:

Wegwerpmat in traagschuim voor operatietafel uitgerust met 3 siliconen banden en steeklaken in Spunlace-stof, ideaal voor Trendelenburg-positie (helling 45°, het wordt aanbevolen om vergrendelingshulpmiddelen te gebruiken om de veiligheid van de patiënt te garanderen).

Max. gewicht patiënt: kg 200

Het traagschuim past zich perfect aan het lichaam van de patiënt aan en voorkomt zo wegglijden. Bovendien heeft dit materiaal een belangrijke antidecubitusfunctie.

Niet giftig.

Latex vrij.

Technische data

materialen:

Mat: Traagschuim D/VG52 BLU VIOLA

Verkrijgbaar met steeklaken in Spunlace-stof

Standaard afmetingen in cm: 90x52x3

Verpakking : Overdoos met 2 kartonnen dozen, elke doos bevat 5 kits afzonderlijk verpakt.

CE-gecertificeerd volgens EU-verordening 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.
EMDN/CND: Y090699 NUMERO DI REPERTORIO: 1619010/R