

Refnr. **SO02816** **Hoofdpositionering in voorlig**



Ondersteunt het gezicht van de patiënt tijdens procedures in voorlig om drukgerelateerd letsel te voorkomen.

De druk wordt gelijkmatig verdeeld over voorhoofd en jukbeenderen.

Dankzij het gebruik van een acrylspiegel (ref SOW02816S), die aan de basis van de gezichtspostioneerder wordt geplaatst, kunnen de chirurg en het medische team tijdens de operatie de toestand van de patiënt in de gaten houden, zowel in het geval van volledige als gedeeltelijke verdoving. De spiegel in kunststof is extreem licht en tegelijkertijd veilig.

Technische data

Materialen: 100% schuim

Standaard afmetingen: 33x24x15 cm

Gewicht: 580 gram

Vervaldatum: 5 jaar

verpakkingen: Individueel verpakt, kartonnen doos van 10 stuks.

Eénmalig gebruik.

Ftalaat- en latexvrij.



CE-gecertificeerd volgens EU-verordening 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.

EMDN/CND: Y090699

NUMERO DI REPERTORIO: 1619010/R